

Span de Dígitos

Informações gerais

Tempo de aplicação: ?

Itens: 32

Habilidades avaliadas: Memória operacional (alça fonológica), atenção concentrada, Ga.

Rapport

Etapa direta:

Nesse teste você vai ouvir uma sequência de números em áudio, preste bastante atenção.

Assim que a sequência terminar, você deverá digitar os números que ouviu no teclado do seu computador, na mesma ordem em que eles foram falados.

Quando terminar de digitar, clique no botão para seguir para a próxima sequência.

Se cometer um erro durante a digitação clique no botão “refazer” e digite novamente a sequência.

Importante:

- A sequência será reproduzida uma única vez, e não pode ser ouvida novamente, por isso, preste muita atenção.

Antes de iniciar teste o áudio do seu computador.

(Iniciar teste de áudio)

Teste de áudio.

Escute o áudio clicando no botão e digite os números ditos.

(Se a digitação for errada) - Tente novamente!

(Se ocorrerem 5 tentativas erradas) - Você provavelmente está com um problema em seu áudio, contate o avaliador para obter auxílio.

(Se a tentativa for correta) - Tudo certo! Quando estiver preparado clique no botão abaixo para iniciar.

Etapa inversa:

Nessa próxima etapa você vai ouvir uma sequência de números em áudio, assim como na parte anterior.

No entanto, desta vez, sua tarefa será digitar esses números na ordem inversa (de trás para frente) no teclado do seu computador.

Por exemplo, se você ouvir "1, 2, 3", deverá digitar "3, 2, 1".

Quando terminar de digitar, clique no botão para seguir para a próxima sequência.

Se cometer um erro durante a digitação clique no botão “refazer” e digite novamente a sequência.

Importante:

- A sequência será reproduzida uma única vez, e não pode ser ouvida novamente, por isso, preste muita atenção.

Antes de iniciar teste o áudio do seu computador.

(Iniciar teste de áudio)

Teste de áudio.

(Repetir o anterior)

Aplicação do teste:

- Na etapa de teste de áudio será apresentada uma tela com um botão “Reproduzir áudio”, ao clicar nesse botão será reproduzido um áudio com a sequência “1, 5, 7”.
- O avaliando deve reproduzir a sequência digitando os números no teclado.
- Se a digitação for errada repetir a tentativa 5 vezes. Após 5 tentativas, exibir a mensagem de provável problema de áudio e apresentar botão para voltar à página inicial.
- Se a tentativa for correta apresentar o botão para seguir para o teste.
- O teste é dividido em duas etapas (ordem direta e inversa).
- Em ambas etapas são apresentados áudios com uma sequência de dígitos, divididos em pares, com cada par contendo uma quantidade de dígitos (2 a 8).
 - Os números são lidos por 500ms, entre um número e outro há um intervalo de 1000ms
- As sequências são apresentadas em pares com a mesma quantidade de estímulos, que iniciam com 2 estímulos e aumentam 1 estímulos a cada par, com o último par apresentando 8 estímulos.
 - A ordem das sequências é mostrada na [tabela](#).
 - São apresentados pares (16 sequências no total).
 - **Critério de interrupção:** após 2 erros no mesmo par.
- Antes da apresentação de cada áudio deve ser apresentada por 2s uma tela escrita: “Prepare-se!”
- Durante a exibição do áudio a tela deve estar completamente livre, exibindo apenas um símbolo de auto-falante.
- Após a exibição do áudio o paciente deve digitar no teclado do computador a sequência escutada. Na primeira etapa deve digitar exatamente como escutou, na segunda, deve digitar na ordem inversa (de trás para frente).
- Ao digitar, o último número digitado deve aparecer centralizado na tela por, no máximo 1000ms, ou até o próximo número ser digitado. Os números já digitados NÃO devem ser mostrados na tela.
- Na tela de digitação devem estar presentes também os botões: “Refazer” e “Próximo”.
- Ao clicar no botão “Refazer” a sequência digitada é reiniciada, porém, sem nova apresentação do áudio.
- Ao clicar no botão “Próximo” o paciente é enviado para o próximo item.
- **Critério de interrupção:** após 2 erros consecutivos no mesmo par.
- Entre a etapa direta e inversa deve ser exibido rapport da etapa inversa.

Métricas analisadas:

- Acertos direto (AD) = quantidade de sequências diretas respondidas corretamente.

- Acertos inverso (AI) = quantidade de sequências inversas respondidas corretamente.
- Span direto (SD) = número máximo de dígitos respondidos corretamente na ordem direta.
- Span inverso (SI) = número máximo de dígitos respondidos corretamente na ordem inversa.
- Diferença de acertos (DA) = $AD - AI$
- Diferença de span (DS) = $SD - SI$